

A close-up portrait of a woman with fair skin, freckles, and green eyes. She is looking directly at the camera with a neutral expression. Her hands are visible on the sides of her face, with her fingers gently touching her cheeks. The lighting is soft and even, highlighting the texture of her skin and the color of her eyes. The text "AQUALAB III" is overlaid in the center of the image.

AQUALAB III

laBeauté

IL SEGRETO DELLA BELLEZZA NASCE

dall'Acqua

AQUALAB III è l'innovativo dispositivo che sfrutta l'azione combinata di otto diverse tecnologie per trattamenti viso/corpo.


È un dispositivo multi-funzione che consente di effettuare un'ampia varietà di trattamenti:



**TRATTAMENTI
RIVITALIZZANTI
VISO**



**TRATTAMENTO
DELL'ACNE E DELLE
CICATRICI POST
ACNE**



**TRATTAMENTO
DI MACCHIE E
DISCROMIE**



**TRATTAMENTO
DELLE
SMAGLIATURE**



**TRATTAMENTO
DEL CUOIO
CAPELLUTO**

Ciascun manipolo svolge una funzione specifica.

MANIPOLO IDROPEELING

Manipolo aspirante e infusore:

Aspirante

Tecnologia vacuum: stimola il microcircolo e l'ossigenazione dei tessuti. Facilita l'apertura dei pori e la rimozione delle impurità stimolando il microcircolo e l'ossigenazione dei tessuti;

Infusore

Infonde acqua (distillata o minerale) arricchita di soluzioni a base di principi attivi concentrati appositamente studiati.

MICROCORRENTI

- Stimolano il metabolismo cellulare migliorando l'ossigenazione e la compattezza della cute;
- stimolano i muscoli mimici con conseguente effetto distensivo sulle rughe;
- aumentano la produzione di collagene ed elastina, rendendo la pelle più tonica e luminosa.

OSSIGENO

L'aerografo di AQUALAB III nebulizza ossigeno abbinato a cocktail cosmetologici in grado di rivitalizzare e tonificare la cute.

- stimola il metabolismo cellulare e la microcircolazione sanguigna, con un conseguente effetto schiarente e illuminante;
- svolge un'azione lenitiva sulle cuti delicate;
- contrasta i radicali liberi e previene l'invecchiamento cutaneo.

SCRUBBER

Spatola ad ultrasuoni, permette di:

- esfoliare delicatamente la cute, rimuovendo cellule "morte" ed impurità;
- le vibrazioni emesse dalla spatola trasmettono correnti in grado di stimolare i muscoli mimici del viso, svolgendo un'azione liftante;
- stimola la circolazione sanguigna e linfatica, favorendo la riduzione di borse ed occhiaie.

ALTA FREQUENZA

In dotazione vengono forniti 4 elettrodi di forma diversa per viso, corpo e cuoio capelluto. L'alta frequenza svolge numerose funzioni:

- migliora la circolazione portando maggior afflusso di sangue ai tessuti, aumentando elasticità e turgore della pelle;
- diminuisce gli arrossamenti cutanei (azione decongestionante);
- azione battericida su pelli acneiche e seborroiche poiché sviluppa ozono, disinfettante naturale per eccellenza;
- azione distensiva sulle rughe di espressione.

MANIPOLO CRIO

- Azione decongestionante, calmante (rossori cutanei) e tonificante;
- Riduce il gonfiore della zona perioculare;
- Facilita l'assorbimento degli attivi applicati.

NANO NEEDLING

- Stimola il rinnovamento cutaneo e aiuta a veicolare i principi attivi e le sostanze funzionali;
- Attenua acne, rughe superficiali e smagliature;
- Migliora le macchie cutanee.


BUBBLE PEN

L'ossigeno erogato dal manipolo, a contatto con l'acqua micellare, produce una foam dalle diverse azioni:

- Detergente (pulizia profonda della cute);
- Idratante;
- Illuminante;
- Ossigenante.



TRASFORMA LA PULIZIA DEL VISO IN UN VERO E PROPRIO TRATTAMENTO DI BENESSERE



PLUS



Estremamente versatile: adatta a tutti i tipi di pelle, dalle più giovani alle più mature, e anche alle pelli delicate



Racchiude otto apparecchiature in un unico dispositivo: permette di offrire un'ampia varietà di trattamenti e quindi di aumentare la redditività del centro



Massima personalizzazione del trattamento: combinando i diversi manipoli è possibile personalizzare ogni singola seduta, offrendo alle clienti un trattamento sempre diverso



Ideale sia per centri estetici che parrucchieri

FOR
REAL PEOPLE
PEOPLE WHO
WANT TO
Evolve

Max output	500VA
Vacuum	1 kpa
Frequenza microcorrenti	5 khz
Micro needling depth	0-3 mm
Touch screen	15 inch
Peso	30 kg
Requisiti elettrici	110-240 VAC; 50-60 Hz

laBeaut 

labeaute.it