

FOR
REAL PEOPLE
PEOPLE WHO
WANT TO
Evolve

Tecnologia	Diodo laser a infrarossi
Alimentazione elettrica	AC110V/220V 50-60Hz
Lunghezza d'onda e classe laser	730nm
Intensità di emissione	Diodo piccolo: 5mW Diodo grande: 30 mW Emissione totale: 1,26W
Placche laser	2 placche piccole (1 diodo laser ciascuna)
Numero complessivo di diodi	82
Frequenza	1-1000Hz
Sistema di raffreddamento	Ad aria
Temperatura di lavoro	10-40°C

labeaute.it

T-BODY LASER 82

laBeauté

T-BODY LASER 82 ACCELERA *il Metabolismo*

T-BODY LASER 82 è una tecnologia che utilizza 82 diodi da 730nm per il trattamento della cellulite e del grasso localizzato. Appartiene alla categoria di laser LLLT (Low Level Laser Therapy) ovvero laser a basso livello energetico, in grado di condurre ad una rilevante perdita di cm in poche settimane di trattamento.

T-BODY LASER 82 accelera il metabolismo corporeo promuovendo un'intensa lipolisi che riduce gli accumuli adiposi localizzati in maniera non invasiva, rimodellando le forme. Dispone di 10 placche, 8 grandi e 2 piccole, che possono essere utilizzate tutte contemporaneamente. Le placche piccole includono 1 diodo da 5 mW; le placche grandi includono 10 diodi: 4 diodi grandi da 30 mW e 6 diodi piccoli da 5mW.

L'energia laser svolge due azioni fondamentali:



**CREAZIONE DI
PORI TEMPORANEI
E IDROLISI DEI
GRASSI**



**STIMOLA LA
PRODUZIONE DI
COLLAGENE**



EFFETTI BIOLOGICI

Dopo 4 minuti di esposizione al laser l'80% del grasso fuoriesce dall'adipocita attraverso la membrana collassata.

Dopo 6 minuti di esposizione al laser, il grasso è quasi completamente sciolto al di fuori dell'adipocita.

AREE IN CUI SI PUÒ AGIRE

MENTO, ADDOME, FIANCHI
COSCE, GLUTEI, BRACCIA
GINOCCHIA